

## Heiße Neuigkeiten: Microtherme® zur Perfektionierung von Hormonost®

### Die Vorteile des Perfektionierungs-Sets für Tierärzte

Der elektronisch gesteuerte Thermoblock Microtherme®

- verkürzt die Vorlaufzeit / Vorbereitung zum Hormonost®-Test,
- macht Hormonost® im Standby-Modus permanent verfügbar und
- sichert durch konstante Testbedingungen eine hervorragende Reproduzierbarkeit der Probenfärbungen im Teströhrchen.

Dadurch werden Teströhrchen für Standards eingespart und der „Persönlichkeitsfaktor“ minimiert, der mitunter durch unterschiedlich ausführende Personen auftritt.

- Die mitgelieferte **100µl-Pipette** ermöglicht eine exakte, quantitative Dosierung von Serumprobe(n) und Marker-Reagenz (Fläschchen 2 der Testpackung).
- Ein **Calibrations-Standard** der Progesteronkonzentration 5 ng/ml ( $\pm 0,5$  ng) macht den Übergang vom LH-Peak-Bereich zum Ovulationszeitraum sichtbar.

### Das Resultat

Sie erhalten nahezu mühelos perfekte Ergebnisse, für deren Richtigkeit man jede Wette eingehen kann, auch gegen Befunde verschiedener Service-Labors, deren numerischen Ergebnisse nicht selten in die Irre führen, wie uns Kleintierpraktiker und Rassehundezüchter immer wieder berichten.